

PRŮVODCE FARMÁŘE

JAK MĚŘIT RŮST



Monitoring růstu

Stanovení cílů růstu je velmi důležité a pravidelný monitoring stáda je nezbytný. **Jalovice musí splňovat určité hmotnostní a výškové parametry v čase prvního zapuštění.**

Hodnoty růstu **nemohou být posuzovány pouze pohledem.** Používejte kalibrované elektronické váhy nebo páskovou míru s hmotnostní stupnicí. Růst kostry (výška v kohoutku) měřte pevným hůlkovým metrem.



Čtení stupnice

Elektronické váhy jsou velmi přesné a pokud se používají správně, je to nej-jednodušší metoda.

- umístěte váhu na rovný povrch
- proveďte kontrolní vážení (např. pytel mléčné náhražky)
- váhu pravidelně kalibrujte k udržení přesnosti

Správné používání páskové míry

Volac pásková míra se používá k odhadu živé hmotnosti zvířete v kilogramech, měří se obvod těla v oblasti srdce. Pečlivost provedení měření je důležitá pro co nej-
přesnější odhad hmotnosti.

- zvíře pevně zafixujte a jeho hlavu držte vzpřímeně a rovně
- umístěte pásku kolem těla těsně za předními končetinami
- posunujte pásku směrem k zádi až do místa „prohloubení“ v kaudální části hrudníku
- srovnejte pásku a odečtěte hmotnost
- při odečtu neutahujte pásku, pouze tak, aby se srovnala srst

Růst kostry

Výška v kohoutku je výborný indikátor, který nám pomůže vyhnout se předčasné inseminaci malých a tlustých jalovic. K tomuto měření používáme hůlkovou míru.

- umístěte zvíře na čistý, rovný povrch
- hlava zvířete by měla být v rovné a vzpřímené pozici
- hůlkovou míru umístěte těsně u přední končetiny, držte ji kolmo k podložce a měřidlo nechte sklouznout na kohoutek. V nejvyšším bodě kohoutku pak odečtěte naměřenou hodnotu

Důsledné měření

Kterákoliv metoda měření je preferována, vždy musí být prováděna důsledně a přesně, aby bylo možné srovnat jednotlivé skupiny zvířat a vývoj růstu stáda v dalších letech. Až budete mít přesné hodnoty růstu vašich jalovic, pak můžete nastavit výživu podle toho, jaké cíle si pro růst stanovíte.

